



Händedesinfektion

ASEPTOMAN® MED

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

- Begrenzt viruzid PLUS
- Wirksam gegen Norovirus in 30 s
- Schnell und umfassend wirksam, hervorragende Hautverträglichkeit



Produktbeschreibung

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. ASEPTOMAN MED ist durch seinen niedrigen Alkoholgehalt besonders hautverträglich und hat dennoch ein breites Wirkspektrum, daher ist es das ideale Produkt für die tägliche Routine.

ASEPTOMAN MED ist Noro-, Rota- und Adenovirus wirksam innerhalb der hygienischen Händedesinfektion. ASEPTOMAN MED erfüllt die Anforderungen an Händedesinfektionsmittel zur Verwendung bei Ausbrüchen von Noro-, Rota- und Adenoviren. Es ist parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält ASEPTOMAN MED hochwertige rückfettende und pflegende Inhaltsstoffe die eine Austrocknung der Haut verhindern.

Anwendungsgebiete

Hygienische und chirurgische Händedesinfektion.

Anwendung

Gebrauchsfertige Lösung zum Einreiben in die Hände. Ausreichende Menge Händedesinfektionsmittel in die trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit durch das unverdünnte Präparat feucht halten, hierfür ggf. portionsweise erneut Händedesinfektionsmittel aufbringen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			15 s	30 s	2 min
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion**	VAH* / EN 1500			•	
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion**	EN 12791				•
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		•	
mykobakterizid (M. terrae und M. avium)	EN 14348	niedrige Belastung		•	
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476	niedrige Belastung		•	
Ergänzende Prüfergebnisse					
bakterizid	EN 13727	niedrige und hohe Belastung		•	
	EN 1040		•		
levurozid (Candida albicans)	EN 13624	niedrige und hohe Belastung		•	
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung		•	
wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung		•	
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige Belastung	•		
wirksam gegen Coronaviren	EN 14476	niedrige Belastung		•	

* VAH-gelistet zur hygienischen Händedesinfektion mit 30 Sekunden Einwirkzeit
 ** einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)



Händedesinfektion

ASEPTOMAN® MED

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel

Anwendungshinweise

Ergänzende Angabe bei der Hygieneverpackung:

Bei der erstmaligen Verwendung von ASEPTOMAN MED in der Hygieneverpackung muss die Flasche, nach dem Einsetzen in den Spender, mehrmals angepumpt werden, bevor der erste Hub des Produktes appliziert wird.

ASEPTOMAN MED Hygieneverpackung eignet sich ausschließlich für den Einsatz in den AK 500/1000 PLUS-Spendern (PLUS-Spender der Firma OPHARDT Hygiene AG) und den RXM Spender.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 65 g Ethanol.

Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. BEI KON-TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur zur professionellen Anwendung.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Produktstatus

Biozidprodukt (PT 1).
BAuA Reg.-Nr. N-69016

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
ASEPTOMAN MED	Kittelflasche	20	150 ml	00-457OP-0015	16821124
	Spenderflasche	20	500 ml	00-457OP-005	13420821
	Hygieneverpackung	16	500 ml	00-457OP-HV005	13897813
	Spenderflasche	12	1 L	00-457OP-010	13420809
	Hygieneverpackung	6	1 L	00-457OP-HV010	13897836
	Kanister	3	5 L	00-457OP-050	14307340
Dosierhilfen	Dosierpumpe	1	500 ml/ 1000 ml	00-906-005-02	-
	Kanisterdosierpumpe	1	2 L/5 L/10 L	00-906-000-01	-
	Kanisterumfüllhahn	1	2 L/5 L/10 L	00-907-000	-
Zubehör	Kanisterschlüssel	1	-	00-909-050	-

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. www.schumacher-online.com

