

EMPFEHLUNG ZUR AUSWAHL DER GEEIGNETEN PORTNADEL

EMPFEHLUNG BEZOGEN AUF DIE ZU VERABREICHENDE LÖSUNG

Lösung/Medikament	Viskosität	Empfohlene Portkanülengröße
NaCl 0,9 %	niedrig	22G
Plasma	niedrig	22G
Lipidlösung 10 %	niedrig	22G
Lipidlösung 20 %	mittel	22G - 20G
Zytostatika	mittel	22G - 20G
Glucose 30 %	mittel	22G - 20G
Glucose 50 %	hoch	20G - 19G
Blutzellen	hoch	20G - 19G
Blutproben	hoch	20G - 19G

EMPFEHLUNG BEZOGEN AUF DIE ANATOMIE DES PATIENTEN

Kanülenlänge	Patient/ Zugang
70-90 mm	Magenband
35-40 mm	sehr korpulente Patienten, für tief liegenden Port
25-30 mm	für Standardport, korpulente Patienten
20 mm	für Standard- und kleinen Port, normalgewichtige Patienten
15 mm	für kleinen Port, dünne oder unterernährte Patienten
12 mm	für Babyport oder Brachialport, superfizielle Port-implantation, Babys, Kinder und sehr dünne Patienten

B. BRAUN PORTKANÜLEN PORTFOLIO

Kanülengröße	■ 19G	Art.-Nr.	■ 20G	Art.-Nr.	■ 22G	Art.-Nr.	■ 24G	Art.-Nr.
Surecan® gerade			40 mm 70 mm 90 mm	4439953 4439998 4440000	30 mm	4439848	25 mm	4439414
Surecan® gebogen	15 mm 20 mm 25 mm	4438000 4439430 4439406	15 mm 20 mm 25 mm 35 mm	4439929 4439937 4439945 4434862	15 mm 20 mm 25 mm 35 mm	4439813 4439821 4439830 4434870		
Surecan® mit Fixationsflügeln ohne Y-Stück	15 mm 20 mm 25 mm	4448286 4448294 4448308	15 mm 20 mm 25 mm 30 mm	4448332 4448340 4448359 4448367	15 mm 20 mm 25 mm	4448383 4448391 4448405		
Surecan® mit Fixationsflügeln und Y-Stück	20 mm 25 mm	4448430 4448448	15 mm 20 mm 25 mm	4448472 4448480 4448499	15 mm 20 mm 25 mm 30 mm	4448529 4448537 4448545 4448553		
Cytocan®	15 mm 20 mm 25 mm	4438035 4438019 4438027	15 mm 20 mm 25 mm	4439759 4439767 4439775	15 mm 20 mm 25 mm	4439694 4439635 4439686		
Surecan® Safety II	15 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm	4447000 4447001 4447002 4447003 4447004	15 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm	4447005 4447006 4447007 4447008 4447009	15 mm 20 mm 25 mm 32 mm	4447010 4447011 4447012 4447013		
Surecan® Safety II mit Caresite® am Y-Stück	15 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm	4447045 4447046 4447047 4447048 4447049	15 mm 20 mm 25 mm 32 mm 38 mm	4447050 4447051 4447052 4447053	15 mm 20 mm 25 mm	4447054 4447055 4447056		